

Microscopio Modelo VSL



Microscopio Sólido y fiable

Sencillo Manejo

Ideal para estudiantes

Carton

Especificaciones Técnicas:

Estativo VSL con enfoque macro y micrométrico con iluminación de 220V/30W.

Condensador fijo de 0,65 a.n. provisto de 5 diafragmas de disco.

Portaoculares monocular rotativo de 360 °.

Ocular de 10x de gran campo provisto de flecha indicadora.

Ocular de H15x.


Juego de Objetivos:

Acromático de	4x
Acromático de	10x
Acromático de	40x

Pinzas de sujeción de la preparación

Bombilla de recambio 220V/30W

Funda protectora de vinilo antipolvo.



Flecha indicadora para facilitar la observación de las preparaciones.

Detalle del tope de la platina de enfoque, para evitar roturas de preparaciones mediante el contacto con los objetivos

A. COLOMA es una empresa consolidada dentro del sector. Dedicada, desde hace 20 años, a la venta y reparación de microscopios e instrumentos ópticos, trabajando con las mejores marcas de la microscopía actual.

Para más información, contacte con nuestros comerciales en A.COLOMA.

A. COLOMA Lluís Sagnier 26-28 local derecho 08032 Barcelona Tel +34 934 355 555 e-mail: fgagus@teleline.es

Todos los nombres de productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

A. COLOMA

